

NEBULIZADOR

MODELO BR CN 136

Definición

Este nebulizador compresor está diseñado para administrar la solución de medicación prescrita para tratar trastornos respiratorios del paciente, tales como asma, alergias y bronquitis. El nebulizador convierte la solución de medicación en una niebla en aerosol que es inhalada por el paciente a través de la boquilla o máscaras.

Información Técnica

Requisitos eléctricos Energía:

220 V / 60Hz

Consumo de energía: Inferior a 60W

Corriente nominal: Inferior a 0.70A

Dimensiones: Lon 270 mm × An 160 mm
× Alt 97 mm.

Peso: 1.2 kg

Nivel de presión acústica (ruido):

58 dB(A) a 1 metro de distancia

Presión máxima del compresor:

35 Psi to 50psi (241 kpa to 345 kpa)

Rango de Presión de funcionamiento: 9~16Psi (62kpa to 110kpa)

Rango de flujo de litros: 5-8 L/Min

Tasa de promedio nebulización: ≥ 0.25 ml / Min

Tamaño de partícula MMAD: 3 microns

Capacidad máxima de la taza de la medicina: 6ml

Volumen máximo de la medicina residual: 0.5 ml

Temperatura de funcionamiento: + 5°C to + 40°C

Humedad de funcionamiento: 0% RH to 93% RH

Rango de temperatura de almacenamiento / transporte: -25°C to +70°C

Aplicación sugerida

Hospital, clínica, sala de atomizador, hogares de ancianos, cuidado del hogar personal.

Características

- BOTON AJUSTABLE PUEDE CONTROLAR LA SALIDA DEL VAPOR
 - Compacto y diseño agradable
 - Funcionamiento suave y silencioso
 - Entrega efectiva de la medicación
 - Aprobado CE 0120
- Kit completo del nebulizador incluido
- Mascarilla del adulto
 - + máscara pediátrica
 - + taza 6CC
 - + boquilla
 - + tubo del PVC + 5pcs filtros

