

TERMÓMETRO

MODELO DET 3018

Características

- 1 segundo de lectura rápida
- Medición 2 en 1
- 30 recuerdos de lectura
- Luz de fondo de 3 colores
- No se necesita cubierta de sonda

El termómetro infrarrojo frontal está diseñado para la medición intermitente de la temperatura corporal humana a partir de la superficie cutánea de la frente. El dispositivo puede ser reutilizado por personas de todas las edades, tanto en el hogar como en la práctica clínica.

Características



Medición rápida de 1 segundo



Sin contacto



Iluminación de la pantalla LCD




Alarma de fiebre



MEMORIA



Medición 2 en 1 (FH, Objet)



La pantalla estará iluminada VERDE durante 3 segundos, cuando se completa una medición con una lectura inferior a 37,3°C (99,1°F)



La pantalla se iluminará en AMARILLO durante 3 segundos cuando se completa una medición con una lectura inferior a 37,8°C (100,0°F)



La pantalla se iluminará en ROJO durante 3 segundos cuando se completa una medición con una lectura inferior a 37,8°C (100,0°F)

Especificaciones Técnicas

Tipo	Frente infrarrojo
Tiempo de Respuesta	01 segundo
Memoria	30 Recuerdos
Rango	34,0 °C-43,0 °C (93,2 °F-109,4 °F)
Exactitud	± 0,2 °C, 35,5 °C-42,0 °C (± 0,4 °F, 95,9 °F-107,6 °F)
Modo objeto	Sí
Alarma de fiebre	≥ 37,8 °C (100,0 °F)
Iluminadir desde el fondo	Opcional
Tamaño de la pantalla	22,3 x 27,3 mm
Fuente de Alimentación	2 pilas "AAA"
Cubierta de la sonda	No
Duración de la batería	Aproximadamente 3000 lecturas
Dimensión de la Unidad	15,5 x 3,9 x 4,9 cm
Peso unitario Embalaje	1 und. / caja de regalo; 60 und. / caja de cartón
Dimensión del cartón	Aprox. 59 x 35,5 x 32,5 cm
Peso del Cartón	Aprox. 14 kg