

OXÍMETRO

Pulso de dedo

MODELO IO2

Compacto, económico y fácil de usar!

○ Simplemente conecte la unidad liviana al dedo para obtener lecturas instantáneas de SpO₂, frecuencia del pulso y onda de pletismografía con la pantalla OLED de cuatro vías de alta visibilidad y doble color. El oxímetro de pulso de dedo IO2 está equipado con un interruptor de función, a través del cual el oxímetro se puede apagar automáticamente cuando no se usa durante más de 5 segundos. Totalmente autónomo y compacto, el oxímetro de pulso de dedo es la elección perfecta para cualquier profesional de la salud.

Características

- 1. Pantalla OLED de alta calidad para mostrar el valor de SpO₂ y la frecuencia del pulso y la forma de onda completa.
2. Pantalla de 4 direcciones automáticamente y seis modos de visualización.
3. Mida SpO₂ y la frecuencia del pulso con precisión.
4. Bajo consumo de energía y batería de larga duración.
5. Indicador de nivel de batería.
6. Función de apagado automático.
7. Pequeño y ligero, cómodo de llevar.
8. Adecuado para usar en hospitales, atención médica domiciliaria, tratamiento médico comunitario, deportes, etc.



Medición

Precisión de la medición:
± 2% en etapa de 70-100% para SpO₂.
No especificado en la etapa de 35-69% para SpO₂
± 2BPM o ± 2% (seleccione más grande) para frecuencia de pulso

Información Técnica

- Formato de Pantalla: Doble color
- Modo de visualización: Cuatro direcciones
- Luz de fondo : OLED
- SPO₂ : 35-100%
- Frecuencia de pulso: 25-250 lpm
- Pleth Wave : Pantalla gráfica OLED
- Resolución : 1% para SPO₂
- 1 bpm para pulso

